



Reinigungs- und Desinfektionsplan L2/S2 - ZTLH65

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
Händereinigung/ Waschen	- Vor und nach dem Verlassen der S2-Anlage	Hautschonendes Waschpräparat aus Direktspender (Baktolin®); Handtuch zum einmaligen Gebrauch	1 Pump-Hub auf Handflächen verteilen gründlich einseifen, gründlich abspülen, mit Papierhandtuch abtrocknen	Alle
Hygienische Händedesinfektion	- Vor und nach dem Verlassen der S2-Anlage	Direktspender; Ethanolhaltige Präparate: Sterillium®; Desderman®N (ethanol-haltige Präparate mit Hautschutzkomponente)	1-3 Pump-Hübe in den Handflächen, an den Fingerkuppen und Handgelenken verteilen, 0,5 Min. Einwirkzeit beachten	Alle
Handschuh-desinfektion	- Nach dem Anlegen der Handschuhe im Hygienebereich; - vor jedem Öffnen eines Tierkäfigs - vor einem neuen Arbeitsgang - nach Beenden der Arbeit	Sprühflasche, ethanol-haltige Präparate (K-Sprint®)	1 Sprühstoß je Hand – in den Handflächen und auf dem Handrücken verteilen	Alle
Glas und Plastikwaren	Nach Nutzung, bei Kontamination	Laborspüle, Laborspülautomat	Reinigen, ggf. autoklavieren	ZTH-Personal, Nutzer
Werkbänke, Umsetzstationen und weitere benutzte Geräte	- täglich vor und nach der Arbeit (Zwischendesinfektion z.B. nach Kontamination, vor jeder neuen Tierlinie, nach Pausen) - vor und nach Reparaturen, bei Bedarf (Gerätetausch, etc.)	Ethanolhaltige Präparate (K-Sprint®) Gründliche Reinigung der sichtbaren Oberflächen mit Ethanol-Präparaten, Filterwechsel ggf. m. Wasserstoffperoxid begasen	Wischdesinfektion , beachte Einwirkzeit; UV-Licht in Werkbänken Wischdesinfektion Material autoklavieren nach Vorschrift	ZTH-Personal, Nutzer ZTH-Personal ZTH-Personal Fachkraft
Tierkäfige Schalen Gitter, Einsätze, Deckel Tränkflaschen IVC-Racks	> > wöchentlich - nachr Verschmutzung bzw. nach Vorgaben des Reinigungsturnus > wöchentlich > halbjährlich	- Vor der Aufbereitung in der Zentralspüle werden alle Materialien autoklaviert - mechanische und chemische Aufbereitung in der Zentralspüle	s. BA Käfigreinigung s. BA Flaschenreinigung s. BA Rack-Reinigung s. BA Autoklavieren von S2-Material	ZTH-Personal
Reinigung von Oberflächen Tierraum, Flure, OPs Inventar Waschbecken	tägliche Unterhaltsreinigung siehe S2-BA täglich und bei Kontamination	Neoform Classic ® - Dosierautomat im Raum 110 - Tuchspender-System	beachte Einwirkzeit bei 0,5%iger Lösung, wischen , ggf. sprühen	ZTH-Personal, eingewiesenes Service-Personal ZTH-Personal und Nutzer
Schutzkleidung	Vor jedem Betreten des Hygienebereiches - täglich neu - nach Kontamination ggf. wechseln > s. S2-Betriebsanweisung	in geeigneten Behältern sammeln	Autoklavieren > Hausmüll	Alle
(PSA) Persönliche Schutzausrüstung Handschuhe, Atemmaske, Kopfhaube	Vor jedem Betreten des Hygienebereiches - täglich neu - nach Kontamination ggf. wechseln > s. S2-Betriebsanweisung	In geeigneten Behältern sammeln	Autoklavieren > Hausmüll	Alle
Abfälle: - Festabfall - Laborabfall: - Pipetten-Spitzen, Klängen, Kanülen, Glaspipetten - flüssige Medien - Tierkadaver - Chemikalien	wöchentlich volle Sammelbehälter bei Bedarf wöchentlich wöchentlich nach Gebrauch; nach Ablauf; bei Verunreinigung	In geeigneten Behältern In gelben PVC-Boxen - verschlossene Gefäße - Handschuh oder PVC-Tüte > Kadaverruhe	Mit GVO kontaminierte Laborabfälle werden vor der Entsorgung autoklaviert! Hausmüll (Abfalltrennung!) kühl lagern (vor Entsorgung autoklavieren)	ZTH-Personal, Nutzer ZTH-Personal, Nutzer Nutzer (Fachkraft) Sammelstelle
Raumdesinfektion	bei Havarie bzw. nach Vorgaben	Wasserstoffperoxid	Begasen, nach Vorschrift	Fachkraft